IV数据处理库

包含两个文件: IVDataprocess_class.py和IVDataprocess_aux.py. 前者包含一个IV数据处理类, 用于IV数据的基本处理和拟合, 后者是辅助函数文件, 目前包含create table()和select files()两个函数.

特点

- 同时处理批量的IV数据,得到Ic,拟合R,并画出图像.
- 可以自动识别电阻, 回滞结, 过阻尼结的IV曲线.
- 带有电压符号矫正功能,可以防止实验上的电压正负接反,导致得到一个负电阻.
- 可以自动识别IV数据中的分隔符, 无需手动输入(可能存在识别失败, 因此留了手动输入的接口).
- 结合辅助函数,可以使用对话框选择一批IV数据文件,并生成一个总结表,将各个数据文件得到的拟合参数 汇总到一个表格中.

所需库

- 1. numpy
- 2. matplotlib
- 3. pandas
- 4. scipy
- 5. datetime
- 6. tkinter(可选, 如果不调用select_files()函数, 则不需要)

使用实例

实例代码

example.py文件中给出了一个使用实例,可以运行该文件以进行测试.该实例代码会处理4个数据文件,包含两个回滞结,一个无回滞结,一个电阻.程序会自动识别各个曲线的类型,做出拟合,并画出IV曲线图.最后会生成一个总结表格

```
# import IVDataProcess类及辅助函数select_files和create_table.
from IVDataProcess_class import IVDataProcess
from IV_dataprocess_aux import select_files, create_table

# 数据文件格式为'IV', 即第一列为电流I, 第二列为电压V. 电流单位为A, 电压单位为V.
data_type, I_unit, V_unit = "IV", "A", "V"

# 文件路径列表, 手动输入
file_paths = ["data1.csv", "data2.csv", "data3.csv", "data4.csv"]

# 文件路径列表, 使用对话框选择文件, 需要安装tkinter模块
# file_paths = select_files()


ivs = []*len(file_paths) # 创建一个IVDataProcess对象列表
# 遍历文件路径列表, 依次处理数据, 并拟合, 画图
```


```
for file_path in file_paths:
   #创建一个IVDataProcess对象
   iv = IVDataProcess(file_path, data_type, I_unit, V_unit)
   ivs.append(iv)
   #读取数据文件
   iv.file_read()
    #计算偏置电压V offset并去除
   iv.remove_V_offset()
   #矫正V_data的正负号, 防止电阻为负
   iv.Vdata_correct()
   #判断IV曲线的类型
   iv.curve_classifier()
   #得到正反向的临界电流
   iv.get_Ic()
   #拟合电阻R
   iv.fit_R()
   #回图
   iv.plot_IV(save_fig=False)
# 创建一个总结表格
fit_results = [iv.fit_result for iv in ivs]
curve_types = [iv.curve_type for iv in ivs]
create_table(file_paths, fit_results, curve_types, save_table=False)
```


运行该脚本, 会依次处理4个数据文件["data1.csv", "data2.csv", "data3.csv", "data4.csv"], 并画出IV曲线图. 最后会生成一个总结表格.


输出结果

- 4个IV曲线图.
- 1个数据总结表.









lable created at 2024-11-18 11:10:03					
filepath	lc(uA)	R_fit(Ohm)	lcR(mV)	V_intercept(mV)	curve_type
data1	212.0, -212.0	8.00, 7.99	1.70, -1.70	0.41, -0.41	JJu
data2	212.0, -208.0	8.00, 7.99	1.70, -1.66	0.40, -0.43	JJu
data3	214.0, -214.0	0.83, 0.83	/, /	-0.01, 0.01	JJo
data4	0.0, 0.0	0.94, 0.94	/, /	0.01, 0.01	Ř

IVDataProcess类说明

变量

- file path(str): data文件路径. 路径的斜杠必须使用"/".
- data type(str):数据类型,可选IV或VI.分别代表两列数据是电流电压还是电压电流.
- I_unit(str): 电流单位, 默认为A.
- V_unit(str): 电压单位, 默认为V. data_sep(str): IV数据分隔符,
- V_g(float): 结的gap电压, 默认为2.8e-3V.
- filename(str): 文件名.
- V_offset(float): V_offset值, 默认为0.0. V_offset值是指电压数据中的偏移值.
- fit_result(np.ndarray): 拟合结果数组, 长度为6. 依次是Ic_1, Ic_2, R_fitp, R_fitm, Vintcp_p, Vintcp_m.
- I_data(np.ndarray): 根据I_unit(str)处理后的电流数据.
- V_data(np.ndarray): 根据V_unit(str)处理后的电压数据.
- I_raw(np.ndarray): 原始电流数据.
- V_raw(np.ndarray): 原始电压数据.
- curve_type(str): IV曲线的类型, 可选R, JJu, JJo.
- Ic fitp(float): 正向临界电流.
- Ic fitm(float): 负向临界电流.
- R_fitp(float): 正向拟合电阻.
- R fitm(float): 负向拟合电阻.

- Vintcp p(float): 正向R拟合后在V轴的截距.
- Vintcp m(float): 负向R拟合后在V轴的截距.
- segms (list[dict, dict, dict, dict]): 四段IV曲线的字典. 字典的key是'l'和'V', value是对应的电流和电压数据. 四段分别是电流从0上升到最大, 从最大下降到0, 从0下降到最小, 从最小上升到0.
- n convolve(int): 对R_diff进行平滑处理时的卷积核大小, 默认为1.

方法

- file_read(): 根据file_path读取数据文件, 得到self.I, self.V两个数组(量纲为A, V), 同时还会保存原始数据在self.I_raw, self.V_raw的两个数组中.
- IV unit convert(): 将原始数据转换为指定单位的数据.
- get_separator(): 从文件中读取中间一行数据, 并根据这行数据自动判断分隔符.
- remove_V_offset(): 获取V_offset值, 并将V_data减去offset.
- curve_classifier(): 判断IV曲线的类型, 并返回.
- get_Ic(): 获取Ic_fitp和Ic_fitm, 即正向和负向的临界电流.
- fit_R(): 对IV曲线进行R拟合, 得到Rp和Rm.
- IVdata_split_4_segments(): 将数组 I_data和V_data 分成四段: 上升段、下降到零段、下降段、上升到零段.
- Vdata correct(): 矫正V_data的正负号.
- plot_IV(): 画IV曲线图, 根据I_data和V_data而不是I_raw和V_raw. 画图时会根据IV曲线的类型, 临界电流, R拟合结果, V_g等信息进行标注. 画图时会自动调整电流和电压的单位, 使得数值不会太大或太小.

待更新的功能

- 增加两种曲线: 当前只能识别R, JJu, JJo三种曲线. 将来会增加JJa(结阵), JJs(不同Ic的结串联). 对于JJa, 增加一个Ic-spread的分析功能. 对于JJs, 增加一个Jc的拟合功能.
- 优化R拟合所用IV数据: 当前的JJu和JJo的电阻拟合所用到的I, V数据, 是固定范围的. 因为IV曲线的特点是越大的I和V, R拟合越准确. 将来需要根据数据点的数量和大小动态选择拟合R所用的数据范围. 同时还需要保留接口, 可以手动选择拟合所用的数据范围.
- 数据分隔符的判断: 目前对于固定字符长度的数据文档, 其分隔符随数据长度的变化而变. 当前的分隔符识别方案并不能识别这种情况.
- 改变数据分块: 当前IVdata_split_4_segments()会将数据分成四段, 这要求了IV数据必须包含正向和负向的扫描, 需要更改以适配单边IV扫描.